



Prawdopodobieństwo, że będziesz odpowiednim pacjentem dla soczewki ArtiLens jest dość duże, niezależnie od tego, czy jesteś krótkowidzem (do -23.5 dioptrii) lub dalekowidzem (do +12 dioptrii). Nawet dla wysokich cylindrów (astygmatyzm), ArtiLens znajdzie rozwiązanie.

Dlaczego ArtiLens?

Jeśli któreś z poniższych stwierdzeń ma dla Ciebie znaczenie, soczewki ArtiLens są stworzone dla Ciebie:

- Zawsze doskonałe widzenie
- Poczucie wolności
- Możliwość robienia wszystkiego, co tylko chcesz
- Bardzo bezpieczna i niezawodna
- Ponad 25 lat doświadczeń
- Również w przypadku większych cylindrów
- Bardzo małe ryzyko powikłań
- Procedura jest odwracalna
- Spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania medyczne
- Prosta, szybka rekonwalescencja
- Regularne kontrole
- Zadowolenie na całe życie

Więcej informacji na stronie: [_www.artilens.pl](http://www.artilens.pl)



 Polymed Polska



**Poczuj wolność
bez okularów**

Wyobraź sobie, że zawsze masz wyraźne widzenie*: 24 godziny na dobę, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Czy nurkujesz w morzu, jeździsz na skuterze, przemierzasz z plecakiem pustynię lub skaczesz na bungee to wszystko jest możliwe. Dzięki soczewkom ArtiLens, wyjątkowemu wynalazkowi wiele osób na całym świecie cieszy się tym od ponad 25 lat.

*Możesz potrzebować okularów do czytania, kiedy będziesz starszy lub posiadać „słabsze” okulary jako wzmocnienie zmian twojego wzroku.

Co to jest dokładnie ArtiLens?

ArtiLens to ultracienkie soczewki do korekcji krótkowzroczności lub dalekowzroczności. Te soczewki są wszczepiane do twoich oczu. Brzmi strasznie, ale tak nie jest. Stosując miejscowe znieczulenie, wykonuje się małe nacięcie w rogówce. Przez to nacięcie soczewka jest wszczepiona i przymocowana do tęczówki (kolorowa część oka) za pomocą dwóch małych klipsów. Cała procedura trwa około 20 minut i jest bezbolesna. Wkrótce po zabiegu możesz już wyraźnie widzieć. Oczywiście będziesz pod kontrolą okulisty przez kilka tygodni. Po wygojeniu operowanego oka, będzie można przeprowadzić zabieg na drugim oku.



ArtiFlex

Soczewka ArtiFlex jest częściowo wykonana z silikonu, dzięki temu jest elastyczna. Jedną z głównych zalet tego rozwiązania jest to, że soczewka jest wszczepiona do oka „zwinięta” przez co nacięcie w rogówce może być małe (3,2 mm) i dzięki temu oko goi się szybciej. Soczewka ArtiFlex koryguje wady do -14,5 dioptrii. Jeśli masz większą wadę na minus lub plus odpowiednią soczewką dla Ciebie jest ArtiSan.



ArtiSan

Soczewka ArtiSan jest wykonana z PMMA, jest nieelastyczna, materiał jest całkowicie bezpieczny dla twojego organizmu; fakt odkryty przypadkowo w czasie II wojny światowej, kiedy piloci chodzili od lat z kawałkiem plastiku w oku, który pochodził ze zniszczonych kokpitów ich samolotów. Jedną z głównych zalet soczewek ArtiSan jest możliwość korekcji z zakresu od -23,5 do +12 dioptrii.



Zalety w porównaniu z chirurgią laserową oka

- Jedną z głównych zalet soczewek ArtiLens jest to, że procedura jest odwracalna (soczewkę można usunąć). Nie jest tak w przypadku laserowej chirurgii oka, gdzie zostaje nieodwracalnie usunięta warstwa rogówki.
- Kolejna ważna zaleta w porównaniu z chirurgią laserową polega na tym, że soczewki ArtiLens mogą korygować duże wady wzroku.