

Aquafold™

**Jednorazowy system
implantacji w zestawie
(iniektor + kartridż)**

- Doskonałe właściwości optyczne
- Lepsza stabilność dzięki większej powierzchni styku
- Soczewka o cienkim profilu

od 2,4
do 2,8
mm

Rozmiar cięcia

360°

Ostra krawędź



Aquafold

Hydrofilna soczewka asferyczna wykonana z zaawansowanego materiału Benz

Soczewka wewnątrzgałkowa Aquafold z dedykowanym zestawem implantacyjnym:

- IOL Aquafold Flex
- Iniektor
- Kartridż



Techniczna specyfikacja Aquafold Flex

Model:	Aquafold/ SQFL600ASP*
Materiał:	Akryl hydrofilny z filtrem UV
Średnica całkowita:	12,50
Średnica optyki:	6,0
Angulacja:	0°
Zakres mocy:	Od + 5,0 D do + 35,0 D co 0,5 D 118.2
Stała A:	"FLEX" Loop
Kształt haptenów:	Asferyczna dwuwypukła
Optyka:	360°
Ostra krawędź:	2.4- 2.6 mm
Implantacja:	Jednorazowy system implantacji (iniektor + kartridż)

Stała A sugerowana do wszczepu do torebki (wartość szacunkowa)

Haigis	Hoffer Q	Holl. 1	SRK II	SRK/ T
Biometria ultradźwiękowa				
A = 0,673 a0 = 0,400 a1 = 0,100 a2	pACD = 4,91	SF = 1,12	A = 118,20	A = 118,00
Biometria optyczna				
A = 0,912 a0 = 0,400 a1 = 0,100 a2	pACD = 5,14	SF = 1,35	A = 118,65	A = 118,40



Importer:

Polymed Polska Sp. z o.o.
 ul. Warszawska 320A
 05-082 Stare Babice
 T 22 670 33 39
 biuro@polymed.com.pl
 www.polymed.com.pl

Opatentowana technologia
 produkowana przez:

